

# Foxi Switch Bip



***um switch de proximidade programável.***



Os seus utilizadores típicos são doentes que não têm a força necessária para acionar um switch de pressão.

Ou que pelas características da sua patologia por exemplo: tremores que impedem o uso de um switch convencional.



## Basta aproximar - *distância programável*- sem tocar, para acionar:

- Ligar/desligar a cadeira de rodas;
- Mudar posição elétrica;
- Acionar uma campainha adaptada ou um brinquedo adaptado;

## Incluído na versão Standard:

- Bateria lítio 2032 (incluídas 2);
- Sensibilidade/Proximidade ajustável;
- 4 programas de acionamento;
- Cabo jack 3.5 stereo a 90°;
- Feedback visual;
- Aviso de bateria fraca (visual)
- Suporte foxi light arm (opcional);



 foxi.pt

 geral@foxi.pt

 www.foxi.pt

**Nota: as fotos são exemplificativas, a tua solução ainda que cumpra os objectivos pode ser diferente.**